

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
МОДЕЛЬ: _____	МОДЕЛЬ: _____
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (если имеется): _____	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (если имеется): _____
ДАТА ПРОДАЖИ: _____	ДАТА ПРОДАЖИ: _____
ПОКУПАТЕЛЬ: _____	ПОКУПАТЕЛЬ: _____
Адрес покупателя и его телефон: _____	Адрес покупателя и его телефон: _____
Название и адрес торгующей организации ООО "ГЕРКУЛЕС", МО г. Люберцы, ул. Южная, д 27,	Название и адрес торгующей организации ООО "ГЕРКУЛЕС", МО, г. Люберцы, ул. Южная, д 27
ОТМЕТКА О ПЛОМБИРОВАНИИ: да нет	ОТМЕТКА О ПЛОМБИРОВАНИИ: да нет
м. п. торгующей организации	м. п. торгующей организации
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА: ООО "ГЕРКУЛЕС", МО. Г. Люберцы, ул. Южная, д 27 тел. (495) 554-95-14	СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА: ООО "ГЕРКУЛЕС", МО. г. Люберцы, ул. Южная, д 27 тел. (495) 554-95-14
ОТМЕТКИ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ	ОТМЕТКИ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ
Первый ремонт Второй ремонт Третий ремонт	Первый ремонт Второй ремонт Третий ремонт
_____	_____
_____	_____

ПОКУПАТЕЛЬ: С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, претензий по внешнему виду и комплектации изделия не имею
Ф.И.О. должность покупателя _____

Дата продажи _____ Подпись покупателя _____



ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ
И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

www.royal-sport.ru
ООО «ГЕРКУЛЕС»

e-mail: 5549514@mail.ru

ПАСПОРТ

Шагательный тренажер типа Имитрон (Серия AP)



Уважаемые потребители!

Благодарим Вас за приобретения тренажеров производства завода «Геркулес».

1. Технические данные и непосредственное предназначение тренажера

Имитатор ходьбы типа ИМИТРОН - медицинский тренажер для ходьбы, отечественная разработка. Предназначен для реабилитации (кинезитерапии) при парезах, параличах нижних конечностей, ДЦП и других двигательных расстройств, после травм и заболеваний спинного и головного мозга. Основное преимущество тренажера типа ИМИТРОН в том, что он полностью воспроизводит процесс ходьбы даже если пациент совсем не может передвигаться самостоятельно. В то время как другие тренажеры лишь поддерживают человека, имитатор ходьбы типа ИМИТРОН вырабатывает моторную привычку держать ноги правильно. Элементы конструкции двигаются одновременно, поддерживая адинамичные конечности в правильном положении.

Принцип действия имитатора ходьбы заключается в том, что пациент с помощью обеих рук (или хотя бы одной) приводит в движение механизм, который двигает нижние конечности, имитируя процесс ходьбы. Вертикальная позиция туловища удерживается специальной системой стабилизации. Грудная и поясничная поддержка имеет два положения - жесткое, если требуется сильная фиксация, и подвижное, позволяющее пациенту делать вращательные движения тазом для формирования правильного стереотипа ходьбы. Если руки пациента тоже неподвижны или малоподвижны, механизм может приводиться в движение медперсоналом или любым сопровождающим лицом.

Результатом занятий на имитаторе ходьбы будет пассивная проработка мышц и суставов ног, а также тренировка мышц верхнего плечевого пояса, спины и живота, общее повышение тонуса.

Габариты ДхШхВ 1075х810х1580 мм.

2. Меры безопасности, указания по эксплуатации и хранению

В конструкциях тренажеров максимально сочетаются принципы: качества, функциональности и комфортной тренировки. Оборудование может использоваться в целях реабилитационно-восстановительных мероприятий людей в активный восстановительный период после получения травм опорно-двигательного аппарата, а так же с различными нарушениями здоровья.

3. Сведения о сертификации

Указанный тренажер в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» не включен и обязательной сертификации не подлежит.

Однако завод «Геркулес» осуществил процедуру добровольной сертификации оборудования и копии сертификатов являются обязательным приложением.

4. Правила транспортировки, хранения и утилизации

При транспортировке в оригинальной упаковке, тренажер должен быть зафиксирован в транспортном средстве, исключающем смещение в процессе перевозки. При хранении тренажер должен находиться в оригинальной упаковке в помещении, обеспечивающем отсутствие механических повреждений на изделии, защиту от попадания влаги и агрессивных веществ.

Для снижения вредного воздействия отходов на человека и окружающую среду и повторное использование отходов в качестве альтернативного источника энергии и сырья, руководствуясь ГОСТ 2787-75, ГОСТ 1639-93, ГОСТ Р 12.1.052-97, ГОСТ Р 51769-

2001, а так же руководящих документов регионального значения, необходимо принять меры по утилизации оборудования по истечении срока эксплуатации, предварительно приняв меры по обеспечению безопасности.

5. Гарантийные обязательства изготовителя.

Изготовитель гарантирует надёжную эксплуатацию тренажера при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии оформленного в соответствии с настоящей инструкцией, журнала о техническом состоянии. Завод изготовитель ООО «Геркулес». Гарантийный срок эксплуатации вступает в силу со дня продажи.

При этом гарантия: на металлические детали тренажера – 36 месяцев; на все комплектующие – 12 месяцев; на расходные материалы - трос, обшивка мягких элементов – 6 месяцев;

Срок службы тренажера 60 месяцев с даты выпуска, но не более 10 в пятой степени ни циклов нагружения с максимальной нагрузкой.

6. Гарантийные обязательства поставщика.

1. Гарантийный ремонт изделия производится в случае проявления заводского дефекта в течение 12 месяцев после даты продажи, указанной в товарной накладной и гарантийной карте.

2. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после письменного заявления покупателя.

3. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях: неправильное заполнение товарной накладной, гарантийной карты или ее отсутствие; нарушение целостности или отсутствия пломб (при наличии в гарантийной карте отметки о пломбировании); наличие механических повреждений (трещин, сколов, деформации корпуса или элементов конструкции и т.п.); отсутствие функционально-необходимых элементов конструкции изделия (крышки, ролики, пружины, клавиши и т.п.); наличие признаков самостоятельного ремонта; наличие изменений устройства изделий; использование изделия не по назначению.

4. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, причиненные стихийными бедствиями, авариями, домашними животными, насекомыми; возникшие в результате неправильной или небрежной эксплуатации или транспортировки, а также вызванные отклонением параметров питающей электросети от номинала.

5. Гарантия на комплектующие, имеющие естественный ограниченный срок службы, не распространяется.

6. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику изделий

7. Гарантия не предусматривает выезда мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации по вопросам эксплуатации.

8. Замена или возврат изделия осуществляется только при наличии существенных недостатков, которые предусмотрены "Законом о защите прав потребителей".

9. Гарантия аннулируется при несоблюдении клиентом требований паспорта, инструкции по эксплуатации, прилагаемых к изделию.

Внимание! Завод-производитель оставляет за собой право вносить изменения (модернизировать) в свою продукцию, без предварительного оповещения покупателя.